


Stabilizer T1[®] 组学分析必备

生物样本热固化仪

denator

让时钟“停摆”




确保组织原型
反映真实结果

产品介绍

Stabilizer T1[®] 通过快速热传导对蛋白进行不可逆改性及组织内酶失活，阻断生物组织样本变化，**实现即刻、及永久性样本固化。**

可针对任何蛋白、多肽以及标记物分析，尽最大可能反映机体内部真实性，防止多肽、蛋白和小分子采样后的退化或降解，与传统方法相比，更能保证组学分析可靠性。



Maintainor[®]
Tissue Cards

Peptide
Extraction Kit

2D-GE
Extraction Kit

Stabilizer T1[®] Stopping the clock at the point of tissue excision




优势对比


与快速冷冻法相比，明显减少蛋白退化，有助于发现更多的内源性肽

与抑制剂、鸡尾酒和酸碱调节法相比，减少并阻止可逆性反应的发生


与化合物交联方法相比，减少了外源性有毒化合物对生物组织或样本的毒化。




Heat stabilization reveal more endogenous peptides (*).



Heat stabilization retain phosphorylations and other PTMs by permanent enzyme inactivation



Snap freezing shows signs of degradation (fragments of stathmin (*)).



华质泰科生物技术(北京)有限公司

邮编: 100101
电话: (010) 6439-9978
电邮: info@aspecttechnologies.com
网址: www.aspecttechnologies.com

上海办事处
邮编: 201203
电话: (021) -58385315
电邮: info@aspecttechnologies.com